

Certificado de Qualidade

Certificate of Analysis

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 10X20ML + R2 2X25ML

BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 10X20ML + R2 2X25ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090250T

ITEM / ITEM: 107886 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 10X20ML + R2 2X25ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 10X20ML + R2 2X25ML

LOTE / LOT: 1078861022

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 27-04-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 30-06-2011

ITEM / ITEM: 107162 - GRANEL BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 / BILIRUBIN AUTO TOTAL BULK R1

LOTE / LOT: 1071621053

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 16-12-2009

VALIDADE / EXPIRY DATE: 30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm R1	0.00 / 0.03	Conforme
2	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm R1 + R2	0.00 / 0.03	Conforme
3	pH (25° ± 1°C) R1	0.7 / 0.9	Conforme
4	pH (25° ± 1°C) R2	0.8 / 1.0	Conforme
5	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, LEVEMENTE AMARELO OPACO / CLEAR, LIGHTLY YELLOW OPALESCENT	Conforme
6	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, AMARELO AVERMELHADO / CLEAR, REDDISH YELLOW	Conforme
7	ODOR / ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
8	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
9	TRULAB N LOTE / LOT: 12335 (mg/dL)	1.06 / 1.86	1.34 / 1.35
10	TRULAB P LOTE / LOT: 12336 (mg/dL)	4.48 / 7.64	6.42 / 6.51

ITEM / ITEM: 107163 - GRANEL BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R2 / BILIRUBIN AUTO TOTAL BULK R2

LOTE / LOT: 1071631053

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 16-12-2009

VALIDADE / EXPIRY DATE: 30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm R1	0.00 / 0.03	Conforme
2	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm R1 + R2	0.00 / 0.03	Conforme
3	pH (25° ± 1°C) R1	0.7 / 0.9	Conforme

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade Certificate of Analysis

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 10X20ML + R2 2X25ML BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 10X20ML + R2 2X25ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090250T

ITEM / ITEM: 107886 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 10X20ML + R2 2X25ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 10X20ML + R2 2X25ML

LOTE / LOT: 1078861022

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 27-04-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 30-06-2011

4	pH (25° ± 1°C) R2	0.8 / 1.0	Conforme
5	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, LEVEMENTE AMARELO OPACO / CLEAR, LIGHTLY YELLOW OPALESCENT	Conforme
6	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, AMARELO AVERMELHADO / CLEAR, REDDISH YELLOW	Conforme
7	ODOR / ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
8	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
9	TRULAB N LOTE / LOT: 12335 (mg/dL)	1.06 / 1.86	1.34 / 1.35
10	TRULAB P LOTE / LOT: 12336 (mg/dL)	4.48 / 7.64	6.42 / 6.51

ITEM / ITEM: 107887 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 20ML SELECTRA / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 20ML SELECTRA

LOTE / LOT: 1078871021

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 26-04-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

ITEM / ITEM: 107888 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R2 25ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R2 25ML

LOTE / LOT: 1078881021

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 26-04-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade
Certificate of Analysis

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 10X20ML + R2 2X25ML
BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 10X20ML + R2 2X25ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:1090250T

ITEM / ITEM: 107886 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 10X20ML + R2 2X25ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 10X20ML + R2 2X25ML

LOTE / LOT: 1078861022

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:27-04-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

DATA DA APROVAÇÃO: 26-04-2010 13:16

APPROVAL DATE:

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br