

CERTIFICADO DE ANÁLISE

BILIRRUBINA TOTAL KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1090075K
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL

KIT

Lote 1071021035
Data de Fabricação 09/02/2010
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 1

Lote 1072091029
Data de Fabricação 16/12/2009
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 2

Lote 1072101029
Data de Fabricação 16/12/2009
Data de validade 30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor a amarelado, levemente opalescente	Conforme
	R2: Límpido, amarelo a levemente vermelho	Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: 0.80 ± 0.1 (25°C ± 1°C)	Conforme
	R2: 0.90 ± 0.1 (25°C ± 1°C)	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: 0.00 - 0.03	Conforme
	R1 + R2: 0.00 - 0.03	Conforme
TESTE FUNCIONAL		
SORO CONTROLE		
	TruLab N Lote 9964 1.00 mg/dL 0.60 – 1.40 mg/dL	1.07 mg/dL
	Trulab P Lote 11383 6.07 mg/dL 4.49 – 7.65 mg/dL	6.80 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22/02/2010