

CERTIFICADO DE ANÁLISE

BILIRRUBINA TOTAL KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1090075K
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL

KIT

Lote 1071021036
Data de Fabricação 31/03/2010
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 1

Lote 1072091030
Data de Fabricação 16/12/2009
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 2

Lote 1072101030
Data de Fabricação 16/12/2009
Data de validade 30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor a amarelado, levemente opalescente R2: Límpido, amarelo a levemente vermelho	Conforme Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico R2: Sem odor característico	Conforme Conforme
pH	R1: 0.80 ± 0.1 (25°C ± 1°C) R2: 0.90 ± 0.1 (25°C ± 1°C)	Conforme Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: 0.00 - 0.03 R1 + R2: 0.00 - 0.03	Conforme Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE TruLab N Lote 12335 1.46 mg/dL 1.06 – 1.86 mg/dL Trulab P Lote 12336 6.06 mg/dL 4.48 – 7.64 mg/dL	 1.35 mg/dL 6.42 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 14/04/2010