

CERTIFICADO DE ANÁLISE

BILIRRUBINA TOTAL KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1090250K
APRESENTAÇÃO: R1 5x40mL + R2 1x50mL

KIT	
Lote	1071031045
Data de Fabricação	09/02/2010
Data de validade	30/06/2011
REAGENTE 1	
Lote	1072111039
Data de Fabricação	16/12/2009
Data de validade	30/06/2011
REAGENTE 2	
Lote	1072121039
Data de Fabricação	16/12/2009
Data de validade	30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor a amarelado, levemente opalescente	Conforme
	R2: Límpido, amarelo a levemente vermelho	Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: 0.80 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme
	R2: 0.90 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: 0.00 - 0.03	Conforme
	R1 + R2: 0.00 - 0.03	Conforme
TESTE FUNCIONAL		
SORO CONTROLE		
	TruLab N Lote 9964	
	1.00 mg/dL 0.60 – 1.40 mg/dL	1.07 mg/dL
	Trulab P Lote 11383	
	6.07 mg/dL 4.49 – 7.65 mg/dL	6.80 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22/02/2010