

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## BILIRRUBINA TOTAL KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1090250K  
APRESENTAÇÃO: R1 5x40mL + R2 1x50mL

KIT  
Lote 1071031047  
Data de Fabricação 11/03/2010  
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 1  
Lote 1072111040  
Data de Fabricação 16/12/2009  
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 2  
Lote 1072121040  
Data de Fabricação 16/12/2009  
Data de validade 30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor a amarelado, levemente opalescente	Conforme
	R2: Límpido, amarelo a levemente vermelho	Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: $0.80 \pm 0.1$ ( $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
	R2: $0.90 \pm 0.1$ ( $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: 0.00 - 0.03	Conforme
	R1 + R2: 0.00 - 0.03	Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE	
	TruLab N Lote 9964	
	1.00 mg/dL 0.60 – 1.40 mg/dL	1.17 mg/dL
	Trulab P Lote 11383	
6.07 mg/dL 4.49 – 7.65 mg/dL	6.36 mg/dL	

Departamento de Controle de Qualidade

Al  ilva

Data: 24/03/2010