

CERTIFICADO DE ANÁLISE

α - Amilase KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 2080075K
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL

KIT
Lote 107930085
Data de Fabricação 05/08/2008
Data de validade 31/03/2010

REAGENTE 1
Lote 107931085
Data de Fabricação 05/08/2008
Data de validade 31/03/2010

REAGENTE 2
Lote 107933085
Data de Fabricação 05/08/2008
Data de validade 31/03/2010

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor R2: Límpido, levemente amarelado	Conforme Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico R2: Sem odor característico	Conforme Conforme
pH	R1: 7.15 ± 0.1 ($37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$) R2: 7.15 ± 0.1 ($37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme Conforme
ABSORBÂNCIA à 405 nm	R1: 0.00 - 0.03 R1 + R2: 0.02 - 0.10	Conforme Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE TruLab N: (Lote 7682) 80.9 U/L 64.7 – 97.1 U/L Trulab P: (Lote 9965) 273 U/L 218 – 328 U/L	71 U/L 260 U/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 12/08/2008