

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### Alfa - AMILASE G7 KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 2080075K  
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL

KIT  
Lote 1079301035  
Data de Fabricação 10/02/2010  
Data de validade 31/10/2011

REAGENTE 1  
Lote 1079311029  
Data de Fabricação 19/10/2009  
Data de validade 31/10/2011

REAGENTE 2  
Lote 1079331031  
Data de Fabricação 19/10/2009  
Data de validade 31/10/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor	Conforme
	R2: Límpido, levemente amarelado	Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: $7.15 \pm 0.1$ ( $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
	R2: $7.15 \pm 0.1$ ( $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
ABSORBÂNCIA à 405 nm	R1: 0.00 - 0.03	Conforme
	R1 + R2: 0.02 - 0.10	Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE	
	TruLab N: (Lote 9964) 72.0 U/L 57.6 – 86.4 U/L	75.5 U/L
	Trulab P: (Lote 11383) 250 U/L 200 – 300 U/L	261.6 U/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22/02/2010