

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## Alfa - AMILASE G7 KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 2080075K  
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL

### KIT

Lote 1079301038  
Data de Fabricação 23/04/2010  
Data de validade 29/02/2012

### REAGENTE 1

Lote 1079311031  
Data de Fabricação 26/01/2010  
Data de validade 29/02/2012

### REAGENTE 2

Lote 1079331033  
Data de Fabricação 26/01/2010  
Data de validade 29/02/2012

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor	Conforme
	R2: Límpido, levemente amarelado	Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: 7.15 ± 0.1 (37°C ± 1°C)	Conforme
	R2: 7.15 ± 0.1 (37°C ± 1°C)	Conforme
ABSORBÂNCIA à 405 nm	R1: 0.00 - 0.03	Conforme
	R1 + R2: 0.02 - 0.10	Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE	
	TruLab N: (Lote 12335)	
	79.0 U/L 63.2 – 94.8 U/L	81.2 U/L
	Trulab P: (Lote 12336)	
	260 U/L 208 – 312 U/L	245.3 U/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 06/05/2010