

Certificado de Qualidade

Certificate of Analysis

ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080075K

ITEM / ITEM: 107930 - ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML / ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1079301041

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 26-07-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 28-02-2012

ITEM / ITEM: 107934 - GRANEL ALFA-AMILASE R1 / ALPHA-AMYLASE BULK R1

LOTE / LOT: 1079341024

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 26-01-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 28-02-2012

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, INCOLOR / CLEAR, COLOURLESS	CONFORME
2	ODOR / ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME
3	pH (37° ± 1°C) R1	7.05 / 7.25	CONFORME
4	ABSORBÂNCIA Å / ABSORBANCE AT: 405 nm (R1)	0.00 / 0.03	CONFORME
5	ABSORBÂNCIA Å / ABSORBANCE AT: 405 nm (R1 + R2)	0.02 / 0.10	CONFORME
6	TRULAB N - LOTE / LOT: 12335 (U/L)	63.2 / 94.8	81.7
7	TRULAB P - LOTE / LOT: 12336 (U/L)	208 / 312	261.8

ITEM / ITEM: 107935 - GRANEL ALFA-AMILASE R2 / ALPHA-AMYLASE BULK R2

LOTE / LOT: 1079351024

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 26-01-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 28-02-2012

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, AMARELO PÁLIDO / CLEAR, PALE YELLOW	CONFORME
2	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME
3	pH (37° ± 1°C) R2	7.05 / 7.25	CONFORME
4	ABSORBÂNCIA Å / ABSORBANCE AT: 405 nm (R1 + R2)	0.02 / 0.10	CONFORME
5	TRULAB N - LOTE / LOT: 12335 (U/L)	63.2 / 94.8	81.7
6	TRULAB P - LOTE / LOT: 12336 (U/L)	208 / 312	261.8

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade Certificate of Analysis

ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2080075K

ITEM / ITEM: 107930 - ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML / ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1079301041

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:26-07-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:28-02-2012

ITEM / ITEM: 107931 - ALFA-AMILASE G7 R1 20ML / ALPHA-AMYLASE G7 R1 20ML

LOTE / LOT: 1079311033

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:26-07-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:28-02-2012

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

ITEM / ITEM: 107933 - ALFA-AMILASE G7 R2 15ML / ALPHA-AMYLASE G7 R2 15ML

LOTE / LOT: 1079331035

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:26-07-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:28-02-2012

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

ITEM / ITEM: 107930 - ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML / ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1079301041

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:26-07-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:28-02-2012

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade
Certificate of Analysis

ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML
ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2080075K

ITEM / ITEM: 107930 - ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML / ALPHA-AMYLASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1079301041

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:26-07-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:28-02-2012

DATA DA APROVAÇÃO: 26-07-2010 15:56

APPROVAL DATE:

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br