

Certificado de Qualidade

Certificate of Analysis

COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2090075K

ITEM / ITEM: 107937 - COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 107937108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:07-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

ITEM / ITEM: 107941 - GRANEL COLINESTERASE DGKC R1 / CHOLINESTERASE DGKC BULK R1

LOTE / LOT: 107941108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:08-12-2009

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
3	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 405 nm R1	0.00 / 2.300	Conforme
4	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 405 nm R1 + R2	0.00 / 1.700	Conforme
5	pH (37° ± 1°C) R1	7.50 / 7.70	Conforme
6	pH (25° ± 1°C) R2	4.50 / 4.70	Conforme
7	pH (37° ± 1°C) R1 + R2	7.50 / 7.70	Conforme
8	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, AMARELO / CLEAR, YELLOW	Conforme
9	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, AMARELO PALHA À INCOLOR / CLEAR, PALE YELLOW TO COLOURLESS	Conforme
10	ODOR / ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
11	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
12	TRULAB N LOTE / LOT: 12335 (U/L)	3429 / 4935	4017.7 / 4035.6
13	TRULAB P LOTE / LOT: 12336 (U/L)	4227 / 6083	5524.5 / 5726.9

ITEM / ITEM: 107942 - GRANEL COLINESTERASE DGKC R2 /

LOTE / LOT: 107942108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:08-12-2009

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
3	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 405 nm R1	0.00 / 2.300	Conforme
4	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 405 nm R1 + R2	0.00 / 1.700	Conforme
5	pH (37° ± 1°C) R1	7.50 / 7.70	Conforme

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade Certificate of Analysis

COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2090075K

ITEM / ITEM: 107937 - COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 107937108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:07-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

6	pH (25° ± 1°C) R2	4.50 / 4.70	Conforme
7	pH (37° ± 1°C) R1 + R2	7.50 / 7.70	Conforme
8	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, AMARELO / CLEAR, YELLOW	Conforme
9	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, AMARELO PALHA À INCOLOR / CLEAR, PALE YELLOW TO COLOURLESS	Conforme
10	ODOR / ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
11	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
12	TRULAB N LOTE / LOT: 12335 (U/L)	3429 / 4935	4017.7 / 4035.6
13	TRULAB P LOTE / LOT: 12336 (U/L)	4227 / 6083	5524.5 / 5726.9

ITEM / ITEM: 107938 - COLINESTERASE DGKC R1 20ML / CHOLINESTERASE DGKC R1 20ML

LOTE / LOT: 107938108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:06-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

ITEM / ITEM: 107940 - COLINESTERASE DGKC R2 15ML / CHOLINESTERASE DGKC R2 15ML

LOTE / LOT: 107940108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:06-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade
Certificate of Analysis

COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML
CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2090075K

ITEM / ITEM: 107937 - COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 107937108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:07-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

ITEM / ITEM: 107937 - COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CHOLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 107937108

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:07-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:30-06-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PUNTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.
/

DATA DA APROVAÇÃO: 07-05-2010 10:12
APPROVAL DATE:

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br