

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070002KC
APRESENTAÇÃO 2x1mL Controle PCR

KIT:

Lote 107760096
Data de Fabricação 14/1/2009
Data de validade 31/3/2013

CONTROLE:

Lote 107751086
Data de Fabricação 31/3/2008
Data de validade 31/3/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR (Lote: 107751086) 3.52 mg/dL 2.99 - 4.05 mg/dL	3.48 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 23/01/2009