

CERTIFICADO DE ANÁLISE

COLESTEROL KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1020500K
APRESENTAÇÃO: R 2x250 mL + 1x3mL Padrão

KIT
Lote 1070881056
Data de Fabricação 25/01/2010
Data de validade 25/01/2011

REAGENTE
Lote 1071901062
Data de Fabricação 25/01/2010
Data de validade 25/01/2011

PADRÃO
Lote 1072530920
Data de Fabricação 06/05/2009
Data de validade 31/05/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R: Límpido, rosado	Conforme
	Padrão: Límpido, ligeiramente amarelo ou cor de palha	Conforme
ODOR	R: Leve odor de fenol	Conforme
	Padrão: Sem odor característico	Conforme
pH	R: 6.7 ± 0.1 (25°C ± 1°C)	Conforme
Ponto de turbidez	R: 40 - 45°C	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R: 0.00 - 0.030	Conforme

TESTE FUNCIONAL

SORO CONTROLE

Trulab N Lote 9964
136 mg/dL 117 - 155 mg/dL 135.2 mg/dL

TruLab P Lote 11383
204 mg/dL 175 - 233 mg/dL 209 mg/dL

PADRÃO
200 mg/dL ±3% Conforme

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 14/04/2010