

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Complemento C4 Kovalent

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4100060K
APRESENTAÇÃO: R1 1x10mL + R2 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 108340101
Data de Fabricação 15/06/2010
Data de validade 31/10/2013

ANTISORO
Lote 108339101
Data de Fabricação 26/03/2010
Data de validade 31/12/2014

TAMPÃO
Lote 108381101
Data de Fabricação 25/03/2010
Data de validade 31/08/2014

PADRÃO
Lote 1076571011
Data de Fabricação 31/10/2008
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726099) 22 mg/dL 19 - 25 mg/dL	20.5 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22/06/2010