

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## FOSFATO UV KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 3040075K  
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL + 1x3mL Padrão

**KIT**  
Lote 1073910930  
Data de Fabricação 04/12/2009  
Data de validade 30/06/2011

**REAGENTE 1**  
Lote 1073930920  
Data de Fabricação 29/09/2009  
Data de validade 31/10/2011

**REAGENTE 2**  
Lote 1073960920  
Data de Fabricação 29/09/2009  
Data de validade 31/10/2011

**PADRÃO**  
Lote 1073610933 / 1073610934  
Data de Fabricação 12/06/2008  
Data de validade 30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor	Conforme
	R2: Límpido, incolor	Conforme
	Padrão: Límpido e incolor	Conforme
ODOR	R1: Como derivado de polioxil	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
	Padrão: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: $0.8 \pm 0.1$ ( $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
	R2: $4.8 \pm 0.1$ ( $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
	R1 + R2: $0.9 \pm 0.05^{\circ}\text{C}$ ( $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: $\leq 0.050$	Conforme
	R2: $\leq 0.250$	Conforme
TESTE FUNCIONAL	<b>SORO CONTROLE</b>	
	Trulab N: (Lote 9964) 3.39 mg/dL 2.78 – 4.00 mg/dL	3.37 mg/dL
	TruLab P: (Lote 11383) 8.12 mg/dL 6.66 – 9.58 mg/dL	8.13 mg/dL
	<b>PADRÃO</b> 5.0 mg/dL $\pm 3\%$	Conforme

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/12/2009