

CERTIFICADO DE ANÁLISE

FOSFATO UV KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 3040075K
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL + 1x3mL Padrão

| | | |
|--------------------|--|------------|
| KIT | | |
| Lote | | 1073911032 |
| Data de Fabricação | | 01/03/2010 |
| Data de validade | | 31/10/2011 |
| REAGENTE 1 | | |
| Lote | | 1073931021 |
| Data de Fabricação | | 29/09/2009 |
| Data de validade | | 31/10/2011 |
| REAGENTE 2 | | |
| Lote | | 1073961021 |
| Data de Fabricação | | 29/09/2009 |
| Data de validade | | 31/10/2011 |
| PADRÃO | | |
| Lote | | 1073610936 |
| Data de Fabricação | | 09/12/2009 |
| Data de validade | | 31/12/2012 |

| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|------------------------|--|------------|
| APARÊNCIA | R1: Límpido, incolor | Conforme |
| | R2: Límpido, incolor | Conforme |
| | Padrão: Límpido e incolor | Conforme |
| ODOR | R1: Como derivado de polioxil | Conforme |
| | R2: Sem odor característico | Conforme |
| | Padrão: Sem odor característico | Conforme |
| pH | R1: 0.8 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$) | |
| | R2: 4.8 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$) | Conforme |
| | R1 + R2: $0.9 \pm 0.05^{\circ}\text{C}$ ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$) | Conforme |
| ABSORBÂNCIA à 546 nm | R1: ≤ 0.050 | Conforme |
| | R2: ≤ 0.250 | Conforme |
| TESTE FUNCIONAL | | |
| SORO CONTROLE | | |
| | Trulab N: (Lote 9964) | |
| | 3.39 mg/dL 2.78 – 4.00 mg/dL | 3.40 mg/dL |
| | TruLab P: (Lote 11383) | |
| | 8.12 mg/dL 6.66 – 9.58 mg/dL | 8.02 mg/dL |
| | PADRÃO | |
| | 5.0 mg/dL $\pm 3\%$ | Conforme |

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 04/03/2010