

CERTIFICADO DE ANÁLISE

FOSFATO UV KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 3040250K
APRESENTAÇÃO: R1 5x40mL + R2 1x50mL + 1x3mL Padrão

KIT	
Lote	1073920814
Data de Fabricação	30/10/2008
Data de validade	31/07/2010
REAGENTE 1	
Lote	1073940813
Data de Fabricação	01/07/2008
Data de validade	31/07/2010
REAGENTE 2	
Lote	1073980814
Data de Fabricação	01/07/2008
Data de validade	31/07/2010
PADRÃO	
Lote	1073610822
Data de Fabricação	12/06/2008
Data de validade	30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor	Conforme
	R2: Límpido, incolor	Conforme
	Padrão: Límpido e incolor	Conforme
ODOR	R1: Como derivado de polioxil	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
	Padrão: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: 0.8 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme
	R2: 4.8 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	
	R1 + R2: $0.9 \pm 0.05^{\circ}\text{C}$ ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: ≤ 0.050	Conforme
	R2: ≤ 0.250	Conforme
TESTE FUNCIONAL		
SORO CONTROLE		
	Trulab N: (Lote 7682)	
	3.20 mg/dL 2.62 – 3.78 mg/dL	3.42 mg/dL
	TruLab P: (Lote 9965)	
	7.09 mg/dL 5.81 – 8.37 mg/dL	7.10 mg/dL
	PADRÃO	
	5.0 mg/dL $\pm 3\%$	Conforme

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 06/11/2008