

CERTIFICADO DE ANÁLISE

ALBUMINA KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1110250K
APRESENTAÇÃO: R 1x250mL + 1x3mL Padrão

KIT
Lote 1073690912
Data de Fabricação 21/12/2009
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE
Lote 1073720914
Data de Fabricação 21/12/2009
Data de validade 30/06/2011

PADRÃO
Lote 1073700917
Data de Fabricação 19/05/2009
Data de validade 31/05/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R: Límpido, verde palha Padrão: Límpido, amarelo palha	Conforme Conforme
ODOR	R: Sem odor característico Padrão: Sem odor característico	Conforme Conforme
pH	4.2 ± 0.1 (25°C ± 1°C)	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	0.1 - 0.35	Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE Trulab N Lote 9964 3.62 g/dL 2.79 – 4.45 g/dL TruLab P Lote 9965 4.19 g/dL 3.23 – 5.15 g/dL PADRÃO 5.0 g/dL ±3%	3.69 g/dL 4.14 g/dL Conforme

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 03/12/2009