

CERTIFICADO DE ANÁLISE

ASO KOVALENT

Nº DO ARTIGO: 4060060K
APRESENTAÇÃO: Látex 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 107695087
Data de Fabricação 17/10/2008
Data de validade 31/08/2010

TAMPÃO
Lote 107699084
Data de Fabricação 31/08/2008
Data de validade 31/05/2013

ANTISORO
Lote 107698084
Data de Fabricação 31/08/2008
Data de validade 31/08/2010

PADRÃO
Lote 107755087
Data de Fabricação 31/05/2008
Data de validade 31/05/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE Controle de ASO (Lote 107754084) 100 UI/mL 85 - 115 UI/mL	98.6 UI/mL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

23/10/2008